

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-C12Orf10 Pour Ihc-P Et Elisa - Q9Hb07

Numéro d'article: CM0018865

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-C12orf10 pour IHC-P et ELISA, réagissant avec l'exonucléase MYG1 humaine, de souris et de rat. Convient pour l'étude du traitement de l'ARN et de la communication nucléo-mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	C12orf10 Lapin pAb
Remarques/Alias	MYG; Gamm1; MST024; MSTP024; C12orf10
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	60314
ID de Gène	60314
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 48-376 du C12orf10 humain (NP_067653.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9HB07
Poids Protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace