

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-C14Orf166/Rtraf Pour Wb, Elisa - Q9Y224

Numéro d'article: CM0027758



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant C14orf166 (RTRAF) humain, validé pour WB et ELISA. Réagit avec des échantillons humains et de souris. Poids de la protéine : 28 kDa. Idéal pour l'étude de l'épissage des ARNt et de la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	C14orf166 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CLE; CLE7; hCLE; CGI99; RLLM1; hCLE1; CGI-99; LCRP369; C14orf166
Espèce	Humain
GeneID	51637
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-244 de C14orf166 humain (NP_057123.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y224
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace