


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-C17Orf70 Pour Wb Et Elisa - Q0Vg06

Numéro d'article: CM0030575



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-C17orf70 validé pour WB et ELISA, reconnaissant le C17orf70 (FAAP100) humain, de souris et de rat. Utile pour l'étude de la réparation des dommages à l'ADN et des voies de l'anémie de Fanconi.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	C17orf70 Rabbit pAb
Remarques / Alias	C17orf70
Espèce	Humain
GeneID	80233
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 652-881 de la protéine C17orf70 humaine (NP_079437.5).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q0VG06
Poids de la protéine	93kDa
Expédition	Sac de glace