

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-C18Orf8 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Dm3

Numéro d'article: CM0020235



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant C18orf8/RMC1 (MIC1), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris, le rat. Pour les études sur l'autophagie et le trafic endosomal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	C18orf8 Lapin pAb
Remarques/Alias	MIC1; Mic-1; WDR98; C18orf8; HsT2591
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	29919
ID de gène	29919
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de C18orf8 humain (NP_037458.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96DM3
Poids moléculaire	75kDa
Expédition	Sac de glace