


Anticorps Polyclonal Anti-C19Orf10 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q969H8

Numéro d'article: CM0017073



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-C19orf10 (MYDGF) est conçu pour la WB, l'IHC-P et l'ELISA. Reconnaît les protéines humaines, murines et de rat. La cible est le facteur de croissance dérivé des cellules myéloïdes, impliqué dans la protection cardiaque et l'angiogenèse. SWISS : Q969H8.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	C19orf10 pAb de lapin
Remarques/Alias	IL25, IL27, SF20, IL27w, C19orf10, R33729_1, EUROIMAGE1875335
Espèce	Humaine
GeneID	56005
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-173 de C19orf10 humain (NP_061980.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine, rat
SWISS	Q969H8
Poids moléculaire de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace