

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-C1Galt1C1 Pour Wb Et Elisa - Q96Eu7

Numéro d'article: CM0028002

Introduction

Le pAc de lapin C1GALT1C1 est un anticorps polyclonal validé pour WB et ELISA, ciblant la chaperonne humaine C1GALT1C1 (COSMC) impliquée dans la biosynthèse des O-glycanes. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	C1GALT1C1 pAc Lapin
Remarques/Alias	TNPS; COSMC; MST143; C1GALT2; HSPC067; C38H2-L1; C1GALT1C1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	29071
ID de gène	29071
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96EU7
Poids de la protéine	36kDa
Expédition	Sac de glace