

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-C1Orf146/Spo16 Pour Wb, If-P, Elisa - Q3Kqp7

Numéro d'article: CM0023768

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine SPO16/C1orf146 de souris, validé pour WB, IF-P et ELISA. Détecte la protéine SPO16 de souris et de rat (~21 kDa). Idéal pour la recherche sur la méiose et le complexe synaptonémal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	C1orf146 pAb Lapin
Remarques/Alias	SCRE, Spo16, C1orf146
Espèce	Souris
ID de Gène	76421
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 47-173 de la protéine C1orf146 de souris (NP_877422.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q3KQP7
Poids Moléculaire	21kDa
Expédition	Sac de glace