


Anticorps Polyclonal Anti-C1Qa Pour Wb, Elisa - P02745

Numéro d'article: CM0021099



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le C1QA humain pour WB et ELISA. Validé chez l'homme, la souris, le rat. Reconnaît la sous-unité A du sous-composant C1q du complément, un initiateur clé de la voie classique du complément.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	C1QA Rabbit pAb
Remarques/Alias	C1QD1; C1QA
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	712
ID du gène	712
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-245 du C1QA humain (NP_001334394.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02745
Poids protéique	26kDa
Expédition	Sac de glace