

Anticorps Polyclonal Anti-C1Qa Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P98086

Numéro d'article: CM0023445

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la C1qa de souris, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconnaît la C1qa humaine, de souris et de rat (26 kDa). Idéal pour la recherche sur la voie classique du complément et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	C1qa Rabbit pAb
Remarques / Alias	C1q; Adic; C1qa
Espèce	Souris
Identifiant du gène	12259
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-245 de la C1qa de souris (NP_031598.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	P98086
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace