


Anticorps Polyclonal Anti-C1Qb Pour Wb, Elisa - P02746

Numéro d'article: CM0030836



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le C1QB humain, validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée pour l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur la voie classique du complément et les études sur les complexes immuns.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	C1QB Lapin pAb
Remarques/Alias	C1QD2; C1QB
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	713
GeneID	713
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 104-253 du C1QB humain (NP_000482.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P02746
Poids de la protéine	27kDa
Expédition	Sac de glace