

Anticorps Polyclonal Anti-C1Qtnf5 Pour Wb Et Elisa - Q9Bxj0

Numéro d'article: CM0029439



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le C1QTNF5 (CTRP5) humain. Convient pour WB et ELISA, réagit croisé avec la souris et le rat. Immunogène : protéine recombinante. Pour la recherche sur la matrice extracellulaire et la dégénérescence rétinienne.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	C1QTNF5 Lapin pAb
Remarques/Alias	MFRP, CTRP5, C1QTNF5
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	114902
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 16-243 du C1QTNF5 humain (NP_056460.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BXJ0
Poids moléculaire	25kDa
Expédition	Sac de glace