

Anticorps Polyclonal Anti-C1R Pour If/Icc Et Elisa - P00736

Numéro d'article: CM0025934



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le C1R humain (Sous-composant C1r du complément, EDS8, EDSPD1). Convient pour l'IF/ICC et l'ELISA, réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Usage de recherche pour les études sur la voie du complément et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin C1R
Remarques/Alias	EDS8; EDSPD1; C1R
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	715
GeneID	715
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 466-705 du C1R humain (NP_001724.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P00736
Poids protéique	80kDa
Expédition	Sac de glace