

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-C1R Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00736

Numéro d'article: CM0019982



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la C1R humaine, validé pour IHC-P, IF/ICC et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la voie du complément et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	C1R Rabbit pAb
Remarques / Alias	EDS8; EDSPD1
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	715
GenelD	715
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située entre les acides aminés 18 et 190 de la C1R humaine (NP_001724.4).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00736
Poids de la protéine	80kDa
Expédition	Sac de glace