

Anticorps Polyclonal Anti-C21Orf33 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P30042

Numéro d'article: CM0026809

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le C21orf33 humain, validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec des échantillons de souris et de rat. Convient pour la détection de protéines et l'approvisionnement en matières premières pour IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] C21orf33 pAb de lapin
Remarques/Alias	ES1 ; HES1 ; KNPH ; KNPI ; GT335 ; GATD3A ; C21orf33 ; 33
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8209
GeneID	8209
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 42-268 du C21orf33 humain (NP_004640.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30042
Poids protéique	24kDa/28kDa
Expédition	Sac de glace