

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-C2Cd5 Pour Wb Et Elisa - Q86Ys7

Numéro d'article: CM0016149

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le C2CD5 humain, adapté au western blot et à l'ELISA. Réagit également avec les protéines homologues de la souris et du rat. Idéal pour la recherche sur le transport du glucose et la voie de signalisation de l'insuline.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin C2CD5
Remarques/Alias	CDP138 ; KIAA0528 ; C2CD5
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	9847
ID du gène	9847
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 732-1051 du C2CD5 humain (NP_001273103.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q86YS7
Poids moléculaire de la protéine	110 kDa
Expédition	Sac de glace