

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-C3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P01024

Numéro d'article: CM0012812



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le C3 humain, ciblant la région C3c (aa 1364-1663). Convient pour WB, IF/ICC, ELISA et réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la voie du complément et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	C3 mAc Lapin
Remarques/Alias	ASP, C3a, C3b, AHUS5, ARMD9, CPAMD1, HEL-S-62p
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	718
GeneID	718
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1364-1663 du C3c humain (NP_000055.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01024
Poids Protéique	187kDa
Expédition	Sac de glace