


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-C3 Pour Wb, Elisa - P01027

Numéro d'article: CM0021758



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin C3 (pAb) validé pour WB et ELISA. Détecte le Complément C3 (186 kDa) de souris et de rat avec une haute spécificité. Idéal pour la recherche sur la voie du complément et les études de réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin C3
Remarques/Alias	ASP; Plp; HSE-MSF; C3
Espèce	Souris
ID du Gène (Humain)	718
ID du Gène	12266
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1159-1286 de la C3 de souris (NP_033908.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	P01027
Poids Moléculaire de la Protéine	186kDa
Expédition	Sac de glace