

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-C3C Pour Wb, If-P, Elisa - P01024

Numéro d'article: CM0023315



Introduction

C3c Rabbit pAb est un anticorps polyclonal produit contre le C3c humain pour les applications WB, IF-P et ELISA. Il cible la protéine complément C3, un composant clé de l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	C3c Rabbit pAb
Remarques / Alias	ASP; C3a; C3b; AHU55; ARMD9; CPAMD1; HEL-S-62p; C3c
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	718
GeneID	718
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1364-1663 du C3c humain. (NP_000055.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01024
Poids de la protéine	187kDa
Expédition	Sac de glace