

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-C3Orf38 Pour Wb Et Elisa - Q5Jpi3

Numéro d'article: CM0002123

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité C3orf38 pour la recherche sur l'apoptose humaine. Validé pour le Western blot et l'ELISA, détecte la protéine non caractérisée C3orf38 (38kDa, SWISS : Q5JPI3).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	C3orf38 AcM de lapin
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	285237
Identifiant du gène	285237
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 51-200 de C3orf38 humain (Q5JPI3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q5JPI3
Poids moléculaire de la protéine	38kDa
Livraison	Sac de glace