

Anticorps Polyclonal Anti-C4Bpa Pour Wb Et Elisa - P04003

Numéro d'article: CM0026339



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la chaîne alpha de la protéine de liaison C4b (C4BPA), adapté au Western blot et à l'ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la voie du complément.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	C4BPA Rabbit pAb
Remarques / Alias	PRP; C4BP; C4BPA
Espèce	Humain
GeneID (humain)	722
GeneID	722
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre l'acide aminé 500 et l'extrémité C-terminale de la C4BPA humaine (NP_000706.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04003
Poids de la protéine	67kDa
Expédition	Sac de glace