

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-C4Bpb Pour Wb, If-P, Elisa - P20851

Numéro d'article: CM0025811

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le C4BPB humain, adapté pour WB, IF-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Cible la chaîne bêta de la protéine liant le C4b, un régulateur de la voie du complément.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	C4BPB Rabbit pAb
Remarques / Alias	C4BP; C4BPB
Espèce	Humain
GenelD	725
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17 à 251 du C4BPB humain (NP_001017364.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20851
Poids de la protéine	28kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace