

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-C4C Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P0C0L5

Numéro d'article: CM0024145



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le C4c humain (Complément C4-B), validé pour WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Essentiel pour les études de la voie du complément et de l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	C4c Rabbit pAb
Remarques / Alias	CH; C4F; C04; C4B1; C4B2; C4B3; C4B5; C4BD; C4B12; C4B_2; CPAMD3; C4c
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	721
GeneID	721
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1337-1446 du C4c humain (NP_001002029.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P0C0L5
Poids de la protéine	192kDa
Expédition	Sac de glace