

Anticorps Polyclonal Anti-C5Ar1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P21730

Numéro d'article: CM0021193



Introduction

Le pAb de lapin anti-C5AR1 est un anticorps polyclonal ciblant le récepteur chimiotactique de l'anaphylatoxine C5a, validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité humaine, souris, rat. Idéal pour la recherche sur l'inflammation et la chimiotaxie des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	C5AR1 Lapin pAb
Remarques/Alias	C5A; C5AR; C5R1; CD88; C5AR1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	728
GeneID	728
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-282 du C5AR1 humain (NP_001727.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P21730
Poids Protéique	39kDa
Expédition	Sac de glace