

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-C5Ar2 Pour Wb, Elisa - Q9P296

Numéro d'article: CM0016102

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-C5AR2 (C5L2/GPR77) pour applications WB et ELISA. Reconnaît le récepteur 2 de C5a humain et murin, un GPCR médiant la signalisation des anaphylatoxines. Adapté pour les études sur l'inflammation et l'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	C5AR2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	C5L2; GPF77; GPR77; C5AR2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	27202
ID du gène	27202
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 258-337 de la protéine C5AR2 humaine (NP_060955.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9P296
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace