

Anticorps Polyclonal Anti-C5/C5A Pour Wb, Elisa - P01031

Numéro d'article: CM0026256



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant C5/C5a humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le système du complément et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	C5/C5a Rabbit pAb
Remarques / Alias	C5D; C5a; C5b; ECLZB; CPAMD4; C5/C5a
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	727
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1567-1676 de C5/C5a humain (NP_001726.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01031
Poids Protéique	188kDa
Expédition	Sac de glace