

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-C6Orf25 (G6B) Pour Wb Et Elisa - O95866

Numéro d'article: CM0017542



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le C6orf25 (G6b) humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur les récepteurs inhibiteurs des plaquettes et des mégacaryocytes.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | C6orf25 Lapin pAb                                                                                                             |
| Remarques/Alias      | G6b; NG31; G6b-B; THAMY; C6orf25                                                                                              |
| Espèce               | Humain                                                                                                                        |
| GeneID (Humain)      | 80739                                                                                                                         |
| GeneID               | 80739                                                                                                                         |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-142 du C6orf25 humain (NP_612121.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                         |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                           |
| SWISS                | O95866                                                                                                                        |
| Poids de la protéine | 26kDa                                                                                                                         |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                  |