

Anticorps Polyclonal Anti-C7 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P10643

Numéro d'article: CM0030387



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le C7 humain, adapté pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte le C7 humain, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la formation du complexe d'attaque membranaire du complément et des mécanismes de défense de l'hôte.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	C7 Lapin pAb
Remarques/Alias	C7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	730
GeneID	730
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 22-270 du C7 humain (NP_000578.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10643
Poids Protéique	94kDa
Expédition	Sac de glace