

Anticorps Polyclonal Anti-C7Orf50/Cholésine Pour Wb, Elisa - Q9Brj6

Numéro d'article: CM0013701

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre C7orf50 humain (cholésine), produit contre une protéine recombinante (aa 1-194). Validé pour WB et ELISA ; réagit également avec la souris. Détecte une bande à environ 22 kDa. Idéal pour les recherches sur le métabolisme du cholestérol et la signalisation hormonale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	C7orf50 Rabbit pAb
Remarques/Alias	YCR016W ; C7orf50
Espèce	Humaine
GeneID	84310
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-194 de C7orf50 humain (NP_115726.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q9BRJ6
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Poche de glace