


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-C9 Pour Wb, Elisa - P02748

Numéro d'article: CM0030730



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin C9 validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte le composant C9 du complément humain et murin, une sous-unité poreuse du CAM. Convient pour la recherche sur l'immunité innée et la voie du complément.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin C9
Remarques/Alias	C9D; ARMD15; C9
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	735
Identifiant du gène	735
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-265 du C9 humain (NP_001728.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P02748
Poids moléculaire protéique	63 kDa
Expédition	Sac de glace