


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-C9Orf114 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q5T280

Numéro d'article: CM0021384



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le C9orf114 humain (CENP32/SPOUT1), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réaction croisée avec le rat. Idéal pour l'étude de la biologie des centromères, l'organisation du fuseau mitotique et la méthylation de l'ARNr.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	C9orf114 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CENP32; CENP-32; HSPC109; C9orf114
Espèce	Humain
Identifiant de gène	51490 (humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 163-340 du C9orf114 humain (NP_057474.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q5T280
Poids de la protéine	42kDa
Expédition	Sac de glace