


Anticorps Polyclonal Anti-Ca13 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N1Q1

Numéro d'article: CM0016589



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'anhydrase carbonique 13 humaine (CA13), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Outil essentiel pour l'étude de la régulation du pH et de la conversion métabolique du dioxyde de carbone.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CA13 Lapin pAb
Remarques/Alias	CAXIII; CA13
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	377677
GeneID	377677
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 de CA13 humaine (NP_940986.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8N1Q1
Poids Protéique	29kDa
Expédition	Sac de glace