


Anticorps Polyclonal Anti-Ca3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P07451

Numéro d'article: CM0015027



Introduction

Anticorps polyclonal anti-CA3 de lapin de haute qualité, validé pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Détecte l'anhydrase carbonique III (CA3/CAIII) humaine, murine et de rat, une enzyme cytoplasmique spécifique du muscle catalysant l'hydratation réversible du CO₂.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CA3
Remarques/Synonymes	Car3, CAIII, CA3
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	761
GeneID	761
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 260 de la CA3 humaine (NP_005172.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P07451
Poids de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac réfrigérant