


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ca3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P07451

Numéro d'article: CM0017638



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'anhydrase carbonique III humaine (CA3). Validé pour WB, IHC-P et ELISA, avec une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la détection de l'anhydrase carbonique spécifique aux muscles. Poids moléculaire ~30 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CA3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Car3 ; CAIII ; CA3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	761
GeneID	761
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de la CA3 humaine (NP_005172.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P07451
Poids protéique	30 kDa
Expédition	Sac de glace