

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ca5A Pour Wb, If/Icc, Elisa - P35218

Numéro d'article: CM0017312

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la CA5A humaine (également chez la souris/le rat). Validé pour Western Blot, IF/ICC et ELISA. Détecte l'anhydrase carbonique mitochondriale essentielle au métabolisme du cycle de l'urée et du cycle de Krebs. Pour la recherche en IVD et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CA5A Rabbit pAb
Remarques/Alias	CA5; CAV; CAVA; CA5AD; GS1-21A4.1; CA5A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	763
GeneID	763
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 39-305 de la CA5A humaine (NP_001730.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35218
Poids de la protéine	35kDa
Expédition	Sac à glace