

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ca5B Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2D0

Numéro d'article: CM0019493

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CA5B humaine (CAVB, CA-VB), validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Reconnaît la CA5B humaine, murine et de rat. Bande prédite à 36 kDa. Idéal pour la recherche sur l'anhydrase carbonique mitochondriale.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                    | Valeur                                                                                                                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit               | CA5B Rabbit pAb                                                                                                               |
| Remarques/Alias              | CAVB ; CA-VB ; CA5B                                                                                                           |
| Espèce                       | Humain                                                                                                                        |
| Identifiant du gène (Humain) | 11238                                                                                                                         |
| Identifiant du gène          | 11238                                                                                                                         |
| Immunogène                   | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-317 de la CA5B humaine (NP_009151.1) |
| Source                       | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie                    | Anticorps polyclonaux                                                                                                         |
| Application                  | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                             |
| Réactivité croisée           | Humain, Souris, Rat                                                                                                           |
| SWISS                        | Q9Y2D0                                                                                                                        |
| Poids protéique              | 36 kDa                                                                                                                        |
| Expédition                   | Sac de glace                                                                                                                  |