

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cab39 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y376

Numéro d'article: CM0018813



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CAB39 de haute qualité, validé pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Cible la protéine de liaison au calcium 39 (MO25alpha), un stabilisateur clé du complexe STK11/LKB1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CAB39 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MO25 ; CGI-66 ; CAB39
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	51719
ID du gène	51719
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 341 de la CAB39 humaine (NP_057373.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine, rat
SWISS	Q9Y376
Poids de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace