


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cab39L Pour Wb, Elisa - Q9H9S4

Numéro d'article: CM0029148



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CAB39L validé pour WB et ELISA. Réagit avec le CAB39L humain et souris (39kDa). Cible la protéine de liaison au calcium 39-like (MO25beta), un composant du complexe activateur STK11/LKB1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CAB39L Lapin pAb
Remarques/Alias	MO2L; MO25-BETA; bA103J18.3; CAB39L
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	81617
GeneID	81617
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-337 du CAB39L humain (NP_112187.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9H9S4
Poids moléculaire	39kDa
Expédition	Sac de glace