

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cables1 Pour Wb Et Elisa - Q8Tdn4

Numéro d'article: CM0016774

Introduction

CABLES1 Rabbit pAb pour WB et ELISA. Validé chez l'homme et la souris. Substrat CDK5/ABL1 1, clé pour le développement neuronal et le cycle cellulaire. De CamelBio, fournisseur de matières premières IVD intégrées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CABLES1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CABL1; IK3-1; CABLES; HsT2563; CABLES1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	91768
GenelD	91768
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 368 de la CABLES1 humaine (NP_612384.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8TDN4
Poids de la protéine	68kDa
Expédition	Sac à glace