


Anticorps Polyclonal Anti-Cabp1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nzu7

Numéro d'article: CM0020611



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le CABP1 humain (Calbrain/Caldendrin), validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Détecte le CABP1 humain, murin et de rat avec un poids moléculaire prédit de 40 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	CABP1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CALBRAIN ; HCALB_BR ; CABP1
Espèce	Humain
GeneID	9478
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 du CABP1 humain (NP_001028849.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NZU7
Poids protéique	40 kDa
Expédition	Sac de glace