


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cacna1D Pour Wb Et Elisa - Q01668

Numéro d'article: CM0019544



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre le CACNA1D humain (Cav1.3), réactif avec l'humain et le rat, adapté pour le Western blot et l'ELISA. Explorez la fonction des canaux calciques de type L dans les cellules excitables.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CACNA1D Lapin pAb
Remarques/Alias	CACH3; CACN4; PASNA; SANDD; Cav1.3; CCHL1A2; CACNL1A2; CACNA1D
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	776
ID de gène	776
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1882-2181 du CACNA1D humain (NP_000711.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q01668
Poids moléculaire	245kDa
Expédition	Sac de glace