


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cacna1H Pour If-P, Elisa - O95180

Numéro d'article: CM0022944



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine CACNA1H (Cav3.2), une sous-unité de canal calcique de type T. Validé pour IF-P et ELISA, réactivité croisée avec le rat. Idéal pour la recherche en neuroscience, cardiologie et sur les canaux ioniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CACNA1H Rabbit pAb
Remarques / Alias	ECA6; EIG6; HALD4; Cav3.2; CACNA1HB; CACNA1H
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	8912
ID du gène	8912
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 2250-2353 de la protéine CACNA1H humaine (NP_066921.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	O95180
Poids de la protéine	259kDa
Expédition	Sac de glace