

Anticorps Polyclonal Anti-Cacna1S Pour If-P Et Elisa - Q13698

Numéro d'article: CM0019559



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CACNA1S humain (Cav1.1, sous-unité alpha-1S du canal calcique de type L), validé pour l'IF-P et l'ELISA ; réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les recherches sur le couplage excitation-contraction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CACNA1S Rabbit pAb
Remarques/Alias	MHS5 ; DHPRM ; HOKPP ; TTPP1 ; CMYP18 ; Cav1.1 ; HOKPP1 ; hypoPP ; CCHL1A3 ; CACNL1A3 ; CACNA1S
Espèce	Humain
GeneID (humain)	779
GeneID	779
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 900 à 1000 de CACNA1S humain (NP_000060.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q13698
Poids de la protéine	212 kDa
Expédition	Sac de glace