

## Anticorps Polyclonal Anti-Cacna2D2 Pour Wb, Elisa - Q9Ny47

Numéro d'article: CM0017816

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CACNA2D2 humain, validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les canaux calciques et les études connexes.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit              | pAb de lapin CACNA2D2                                                                                                              |
| Remarques/Alias             | CASVDD; CACNA2D; CACNA2D2                                                                                                          |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                             |
| ID du gène (Humain)         | 9254                                                                                                                               |
| ID du gène                  | 9254                                                                                                                               |
| Immunogène                  | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-200 du CACNA2D2 humain (NP_001167522.1). |
| Source                      | Lapin                                                                                                                              |
| Catégorie                   | Anticorps polyclonaux                                                                                                              |
| Application                 | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Réactivité croisée          | Souris, Rat                                                                                                                        |
| SWISS                       | Q9NY47                                                                                                                             |
| Poids moléculaire protéique | 130 kDa                                                                                                                            |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                                       |