

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cacna2D3 Pour Wb, Elisa - Q8Izs8

Numéro d'article: CM0017551

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CACNA2D3 humain (sous-unité alpha-2/delta-3 du canal calcique voltage-dépendant). Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Pour la recherche sur les canaux ioniques et les neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin CACNA2D3
Remarques/Alias	HSA272268, CACNA2D3
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	55799
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 900-1040 du CACNA2D3 humain (NP_060868.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IZS8
Poids protéique	123 kDa
Expédition	Sac de glace