


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cacnb1 Pour Wb, Elisa - Q02641

Numéro d'article: CM0025495



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CACNB1, une sous-unité régulatrice des canaux calciques de type L, validé pour WB et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche cardiovasculaire et en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CACNB1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CAB1; CCHLB1; CACNLB1; CACNB1
Espèce	Humain
GeneID	782
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 429-598 du CACNB1 humain (NP_000714.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02641
Poids de la protéine	66kDa
Expédition	Sac de glace