

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cacng1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q06432

Numéro d'article: CM0013526

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CACNG1 humain (sous-unité gamma-1 du canal calcique dépendant de la tension). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur le canal calcique de type L du muscle squelettique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CACNG1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CACNLG; CACNG1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	786
GeneID	786
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-110 du CACNG1 humain (NP_000718.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q06432
Poids de la protéine	25kDa
Expédition	Sac de glace