

Anticorps Polyclonal Anti-Cacybp Pour Wb, Elisa - Q9Hb71

Numéro d'article: CM0024398



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la protéine de liaison à la calcycline (CACYBP) validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Utile pour l'étude de la dégradation médiée par l'ubiquitine et de la signalisation calcique. Soutenu par l'expertise de CamelBio en matière de fourniture de matières premières pour DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KO] CACYBP Lapin pAb
Remarques/Alias	SIP, GIG5, PNAS-107, S100A6BP, BP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27101
GeneID	27101
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-228 de la CACYBP humaine (NP_055227.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9HB71
Poids Protéique	26kDa
Expédition	Sac de glace