

Anticorps Polyclonal Anti-Cacybp (Validé Par Ko) - Q9Hb71

Numéro d'article: CM0027214



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine CACYBP humaine, validé par knock-out, pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Détecte la CACYBP endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. L'immunogène recombinant garantit une cohérence d'un lot à l'autre.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] CACYBP Rabbit pAb
Remarques/Alias	SIP; GIG5; PNAS-107; S100A6BP; BP
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	27101
GeneID	27101
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9HB71
Poids de la protéine	26kDa
Expédition	Sac isotherme