


Anticorps Polyclonal Anti-Cad Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27708

Numéro d'article: CM0029335



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le CAD humain (P27708), validé pour le WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la biosynthèse des pyrimidines et les troubles métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CAD Rabbit pAb
Remarques/Alias	CDG1Z ; DEE50 ; GATD4 ; EIEE50 ; CAD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	790
GeneID	790
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1650-1900 du CAD humain (NP_004332.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P27708
Poids protéique	243 kDa
Expédition	Sac de glace