


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cad Pour Wb, If/Icc, Elisa - P27708

Numéro d'article: CM0009408



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CAD validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Il reconnaît le CAD humain, une enzyme multifonctionnelle de 243 kDa de la voie de biosynthèse de novo des pyrimidines. Idéal pour l'étude du métabolisme des pyrimidines et des troubles associés.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CAD Rabbit mAb
Remarques / Alias	CDG1Z; DEE50; GATD4; EIEE50; CAD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	790
GeneID	790
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 du CAD humain (P27708).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	P27708
Poids de la protéine	243kDa
Expédition	Sac de glace